

# Curan Man

Kompakter Katheter für Männer, gebrauchsfertig



# Curan Man

Kompakter Katheter für Männer, gebrauchsfertig

## Kompakter, gebrauchsfertiger Katheter

Der Curan Man ist ein praktischer Katheter, der speziell für Männer mit Blasenproblemen entwickelt wurde. Ein Arzt oder eine Pflegekraft wird beurteilen, ob die intermittierende Katheterisierung mit dem Curan Man für Sie geeignet ist. Der kompakte Entwurf macht den Curan Man zu einem einzigartigen Katheter.

Der Curan Man wird in gestreckter Version verpackt. Sie falten ihn einfach zu einer kompakten Version zusammen. Dadurch lässt es sich leicht in einer Tasche, einer Jacke oder einer Innentasche mitnehmen. Damit ist der Katheter sowohl für Zuhause als auch für unterwegs geeignet.

Der Curan Man lässt sich dank des griffigen Verschlusses leicht öffnen. Der Katheter ist hygienisch und sofort einsatzbereit.

*„Ich genieße das Leben wieder in vollen Zügen, vor allem die kleinen Dinge.“*

*- Daniel Martin*



### Die wichtigsten Vorteile

- ✓ **Kompakter Entwurf**
- ✓ **Sofort einsatzbereit**
- ✓ **Keine Probleme mit Spritzern oder Tropfen beim Öffnen**
- ✓ **Leichtes und sicheres Einführen dank glatt polierter Ösen**
- ✓ **Einfaches Einführen und Entfernen dank Hydrogel-Beschichtung**
- ✓ **Zusätzlicher Einführkomfort dank der Blue Grip® Einführhilfe**
- ✓ **Kann nach Gebrauch wieder in der auslaufsicheren Verpackung mitgenommen werden**



Der Curan Man lässt sich einfach einführen und verwenden. Sehen Sie sich das Anleitungsvideo an oder bestellen Sie ein Testpaket:





### Spezifikationen

<b>Art der Verwendung</b>	Einweg
<b>Art des Katheters</b>	Intermittierend
<b>Länge des Katheters</b>	30 cm
<b>Art der Öffnung</b>	Nelaton

#### Zusätzlicher Einführkomfort

Der Curan hat den Blue Grip® entwickelt, ein praktisches Hilfsmittel, mit dem ein Katheter eingeführt werden kann, ohne dabei die Hand zu berühren. Dies ist hygienisch und verringert das Risiko von Harnwegsinfektionen erheblich. Er ist auch praktisch: Er erleichtert das Einsetzen des Curan Man erheblich.

#### Kompakter Entwurf

Gefaltet ist der Curan Man kompakt. Dadurch lässt sich dieser Katheter einfach und leicht in der Jacke oder Tasche verstauen. Auf diese Weise können Sie den Curan Man mitnehmen, ohne dass er auffällt. Darüber hinaus ist die Verpackung so entworfen und hergestellt, dass sie beim Öffnen und Wiederverschließen keine Geräusche verursacht.

#### Leichtes und sicheres Einführen dank glatt polierter Ösen

Der Curan Man verfügt über glatt polierte Ösen für ein bequemes und sicheres Einführen, ohne Irritationen.

#### Informationen für Fachleute:

Produktcode	Größe	Verpackung	Farbcode
CM12 Compact ready to use male device	CH12	Schachtel mit 30 Stück	○ Weiß
CM14 Compact ready to use male device	CH14	Schachtel mit 30 Stück	● Grün
CM16 Compact ready to use male device	CH16	Schachtel mit 30 Stück	● Orange

## Maximale Qualität und Sicherheit

Curan legt bei der Entwicklung von Kathetern Wert auf maximale Qualität und Sicherheit.

- Die Sicherheit und Leistung unserer Katheter wurden umfassend getestet, bewertet und dokumentiert. Auf diese Weise garantieren wir bei jeder Verwendung stets die gleiche zuverlässige Erfahrung.
- Darüber hinaus sind unsere Katheter mit fortschrittlichen Techniken ausgestattet, die das Risiko von Harnwegsinfektionen verringern. Ein gutes Beispiel hierfür ist unsere Einführhilfe Blue Grip®. Dies ist ein praktisches Hilfsmittel für Männer, mit dem ein Katheter eingeführt werden kann, ohne den Katheter zu berühren. Dies ist hygienisch und verringert das Risiko von Infektionen.
- Unsere Produkte verfügen über das CE-Zertifikat und die ISO13485-Zertifizierung; eine offizielle Anerkennung, dass wir als Hersteller sichere medizinische Hilfsmittel auf den Markt bringen.
- Curan-Katheter sind recycelbar.



Ein Blasenproblem muss einem aktiven und sozialen Leben nicht im Wege stehen.  
Curan entwickelt Katheter, die zu Ihrem Lebensstil passen.

**Entdecken Sie unser umfangreiches Sortiment unter:**

**[www.curan.eu](http://www.curan.eu)**

**Curan Medical BV**  
Barlhammerweg 26

7006 GE Doetinchem  
The Netherlands

**Tel.** +31 (0)314 39 27 25  
**E-mail** [info@curan.eu](mailto:info@curan.eu)

**Follow us on:**

