

Curan Complete

Die kompakten Katheter mit Einführungsspitze für Frauen und Männer



Curan Complete

Für ein sicheres und angenehmes Gefühl

Kompakt, komfortabel und hygienisch

Der Curan Complete ist ein Katheter mit integriertem Urinauffangbeutel für den Fall, dass keine Toilette in der Nähe ist, die Mobilität eingeschränkt ist oder die Hygiene besonders gewährleistet sein muss, wie z. B. bei wiederkehrenden Harnwegsinfektionen. Der Curan Complete ist in einer kompakten Version mit einem Urinsammelvolumen von 1.000 ml erhältlich.

Der Katheter ist sofort einsatzbereit und in einer 100% berührungslosen Verpackung mit 'Introducer Tip', einer schützenden Einführungsspitze, verpackt. Die Einführungsspitze dient zum Durchleiten der Bakterien am Anfang der Harnröhre, damit diese Bakterien nicht mit dem Katheter in den Körper gelangen.

Der Katheter verfügt über eine komfortable Hydrogel-Beschichtung, die beim Einführen und Entfernen des Katheters glatt und weich bleibt. Die Beschichtung trocknet nicht aus, auch wenn die Katheterisierung länger dauert. Der Curan Complete ist sowohl für Frauen als auch für Männer geeignet.

Die wichtigsten Vorteile:

- ✓ **Sichere und hygienische Katheterisierung mit Einführungsspitze**
- ✓ **Sofortiges und sanftes Einführen mit Hydrogel-Beschichtung**
- ✓ **Diskrete 100% berührungslose Verpackung**
- ✓ **Komplettsystem mit auslaufsicherem Urinsammelbeutel**
- ✓ **Verhindert die Entwicklung wiederkehrender Harnwegsinfektionen**
- ✓ **Recyclebar**

„Der Curan Complete ist einfach in der Handhabung und gibt mir mehr Freiheit.“

- Hans de Vries



Der Curan Complete ist einfach einzusetzen und zu verwenden. Sehen Sie sich das Anleitungsvideo an oder bestellen Sie ein Testpaket:





Technische Daten

Für Männer geeignet	Ja
Für Frauen geeignet	Ja
Art der Verwendung	Einmalkatheter
Katheterart	Intermittierend
Länge des Katheters	40 cm
Größe des Sammelsacks	1.000 ml

Sofort einsatzbereit und auslaufsicher

Der Curan Complete ist ein geschlossenes System und sofort einsatzbereit. Die Curan Complete Urinsammelbeutel werden einzeln getestet und sind garantiert dicht. Der Katheter verfügt über eine komfortable Hydrogel-Beschichtung und verursacht während der Anwendung keine Spritz- oder Tropfprobleme.

Sicheres Einführen durch Einführspitze

Die Einführspitze verhindert, dass beim Einführen Bakterien durch die Harnröhre in den Körper transportiert werden und beugt so Harnwegsinfektionen vor. Durch die komfortable Verpackung und den Katheter mit Hydrogel-Beschichtung erfolgt die Katheterisierung ohne Risiken und Irritationen.

Diskrete 100% berührungslose Verpackung

Dank der dezenten und kompakten Verpackung können Sie den Curan Complete einfach und unauffällig in Ihrer Hosen- oder Handtasche mitnehmen. Der Katheter ist durch den umschließenden Urinsammelbeutel vollständig geschützt und kann sicher verwendet werden, ohne dass Sie den Katheter mit den Händen berühren können, wodurch eine 100%ige Berührungsfreiheit gewährleistet ist.

Informationen für Fachpersonen:

Artikelnummer	Größe	Verpackung	Kleurcode
CC12 Curan Complete mit 1000 ml Auffangbeutel und Einführspitze	CH12	Schachtel mit 30	○ Weiß
CC14 Curan Complete mit 1000 ml Auffangbeutel und Einführspitze	CH14	Schachtel mit 30	● Grün

Maximale Qualität und Sicherheit

Curan setzt bei der Entwicklung von Kathetern auf maximale Qualität und Sicherheit. Die Sicherheit und Leistung unserer Katheter wurde gründlich getestet, bewertet und dokumentiert. Auf diese Weise garantieren wir immer das gleiche zuverlässige Erlebnis in jedem Moment des Gebrauchs. Unsere Produkte sind mit CE-Zertifikat und ISO13485-Zertifizierung versehen; eine offizielle Bestätigung, dass wir als Hersteller sichere Medizinprodukte auf den Markt bringen.



Ein Blasenproblem muss einem aktiven und sozialen Leben nicht im Wege stehen. Curan entwickelt Katheter, die zu Ihrem Lebensstil passen.

Entdecken Sie unser umfangreiches Sortiment unter:

www.curan.eu

Curan: Spezialist für intermittierende Katheter

Curan Medical BV
Barlhammerweg 26

7006 GE Doetinchem
The Netherlands

Tel. +31 (0)314 39 27 25

Fax +31 (0)314 62 05 80

E-mail info@curan.eu

Internet www.curan.eu

Folgen Sie uns auf:

