

Curan Lady

Der speziell für Frauen entwickelte Katheter



Curan Lady

Für ein aktives und soziales Leben

Diskret, komfortabel und hygienisch

Der Curan Lady ist ein kompakter, handlicher Katheter, der speziell für Frauen entwickelt wurde. Seit der Einführung haben wir kontinuierlich daran gearbeitet, das Produkt zu verbessern, basierend auf Erkenntnissen und Ideen sowohl von Benutzern als auch von medizinischem Fachpersonal. Das macht das Design des Curan Lady eleganter und dezenter denn je.

Durch das kompakte Design können Sie den Curan Lady einfach und unauffällig in der Hosen- oder Handtasche mitnehmen. Dadurch eignet sich dieser Katheter sowohl für zu Hause als auch für unterwegs. Nehmen Sie den Katheter nach Gebrauch sicher und hygienisch in der auslaufsicheren Verpackung mit. Auf diese Weise kann die Verwendung des Curan Lady problemlos in Ihren Alltag integriert werden.




"Ich lebe mein Leben wie vor dem Katheterisieren und gehe viel aus."

- Irma Smit's

Die wichtigsten Vorteile

- ✓ **Kompaktes und diskretes Design**
- ✓ **Sofort einsatzbereit durch Hydrogel-Beschichtung**
- ✓ **Reibungsloses Einführen durch ergonomische Form**
- ✓ **Unauffällig mitnehmen und wegwerfen**
- ✓ **Mit jedem Urinsammelbeutel kombinierbar**
- ✓ **Vollständig recyclebar**



Der Curan Lady lässt sich einfach einführen und verwenden. Sehen Sie sich das Anleitungsvideo an oder bestellen Sie ein Testpaket:



Spezifikationen

Gesamtlänge Katheter	12 cm
Verwendungsart	Einmalig
Öffnungsart	Nelaton
Kathetertyp	Intermittierend



Hygienisch während und nach dem Gebrauch

Der Curan Lady ist so konzipiert, dass Sie ihn nach Gebrauch leckfrei verschließen können. Wenn es keine Möglichkeit gibt, den Katheter wegzuerwerfen, können Sie ihn einfach in Ihrer Tasche oder Hosentasche aufbewahren.

Sofort einsatzbereit durch Hydrogel-Beschichtung

Sie können den Curan Lady direkt aus der Verpackung verwenden, nachdem Sie Ihre Hände gewaschen oder desinfiziert haben.

Einführen ohne Reizungen und Beschwerden

Durch die ergonomische Form ist das Einführen des Katheters bequem und schmerzlos, ohne Risiken und Irritationen. Die Hydrogel-Beschichtung erleichtert das Einführen und verursacht keine Spritz- oder Tropfprobleme beim Einführen oder Entfernen des Katheters.

Kompakt und diskret verpackt

Durch die dezente Verpackung ist von außen nicht zu erkennen, dass sich im Inneren ein Katheter befindet. Darüber hinaus können Sie die Verpackung geräuschlos öffnen und schließen, für den unauffälligen Gebrauch an öffentlichen Orten.

Informationen für Fachleute:

Die Curan Lady sind 12 cm lang und in folgenden Charieregrößen erhältlich:

Curan Lady PVC

Produktcode	Größe	Packung	Farbe
CL08 Compact ready-to-use female device	CH08	30er Packung	■ Blau
CL10 Compact ready-to-use female device	CH10	30er Packung	■ Schwarz
CL12 Compact ready-to-use female device	CH12	30er Packung	□ Weiß
CL14 Compact ready-to-use female device	CH14	30er Packung	■ Grün

Curan Lady PVC-frei

Produktcode	Größe	Packung	Farbe
TCL08 Compact ready-to-use female device PVC-free	CH08	30er Packung	■ Blau
TCL10 Compact ready-to-use female device PVC-free	CH10	30er Packung	■ Schwarz
TCL12 Compact ready-to-use female device PVC-free	CH12	30er Packung	□ Weiß
TCL14 Compact ready-to-use female device PVC-free	CH14	30er Packung	■ Grün

Ein Blasenproblem muss einem aktiven und sozialen Leben nicht im Wege stehen.
Curan entwickelt Katheter, die zu Ihrem Lebensstil passen.

Entdecken Sie unser umfangreiches Sortiment unter:

www.curan.eu

Maximale Qualität und Sicherheit

Curan setzt bei der Entwicklung von Kathetern auf maximale Qualität und Sicherheit. Die Sicherheit und Leistung unserer Katheter wurde gründlich getestet, bewertet und dokumentiert. Auf diese Weise garantieren wir immer das gleiche zuverlässige Ergebnis in jedem Moment des Gebrauchs. Unsere Produkte sind mit CE-Zertifikat und ISO13485-Zertifizierung versehen; eine offizielle Bestätigung, dass wir als Hersteller sichere Medizinprodukte auf den Markt bringen.



Curan Medical BV
Barlhammerweg 26

7006 GE Doetinchem
The Netherlands

Tel. +31 (0)314 39 27 25
E-mail info@curan.eu

Follow us on:

